

GUANTI LATTICE

Cod. 10.3960.95

Guanti monouso in lattice senza polvere non clorinati modello DOC misura XS confezione 100 pezzi



Descrizione

Guanti monouso in puro lattice di gomma naturale, non sterile, ipoallergici, deproteinizzati, non clorinati. Totalmente privi di talcatura, sono ideali per pelli sensibili. Sensibilissimi e resistenti, assicurano la massima protezione; la superficie microruvida garantisce una presa ottimale in ogni condizione di utilizzo. Non sterili. Dispositivo medico di classe I.

Dati Tecnici

Confezione (pezzi)	100
Misura	XS

Varianti

Codice	Prodotto	Misura
10.3960.95	GUANTI LATTICE	XS
10.1835.00	GUANTI LATTICE	S
10.1840.00	GUANTI LATTICE	M
10.1845.00	GUANTI LATTICE	L