

# CELLOX 325

Cod. 23.7731.99

Cella polarografia per la misura dell'ossigeno disciolto Cellox 325



## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Range di misura da 0,0 a 600% sat. e da 0 a 90 mg/l con accuratezza  $\pm 0,5\%$  del valore misurato.
- Membrana premontata su testina con attacco filettato.
- Completa di bicchiere di calibrazione OxiCal SL e cavo di collegamento da 1,5 metri.

## Dati Tecnici