

# ZOCCOLI

Cod. 10.4002.95



Paio di zoccoli antistatici blu autoclavabili misura 36-37

## Descrizione

Zoccoli Calzuro modello "S", certificati CE, latex free, interamente antistatici, antiscivolo, autoclavabili fino a 134° C, con fori laterali per la traspirazione del piede, con tomaia forata, suola antisdrucciolo. Forniti con plantare anatomico.

## Dati Tecnici

|        |       |
|--------|-------|
| Misura | 36-37 |
|--------|-------|

## Varianti

| Codice     | Prodotto | Misura |
|------------|----------|--------|
| 10.4002.95 | ZOCCOLI  | 36-37  |
| 10.4003.95 | ZOCCOLI  | 37-38  |
| 10.4004.95 | ZOCCOLI  | 38-39  |
| 10.4005.95 | ZOCCOLI  | 39-40  |
| 10.4006.95 | ZOCCOLI  | 40-41  |
| 10.4007.95 | ZOCCOLI  | 42-43  |
| 10.4008.95 | ZOCCOLI  | 44-45  |