

ZOCCOLI

Cod. 10.4007.95



Paio di zoccoli antistatici blu autoclavabili misura 42-43

Descrizione

Zoccoli Calzuro modello "S", certificati CE, latex free, interamente antistatici, antiscivolo, autoclavabili fino a 134°C, con fori laterali per la traspirazione del piede, con tomaia forata, suola antisdrucciolo.
Forniti con plantare anatomico.

Dati Tecnici

Misura	42-43
--------	-------

Varianti

Codice	Prodotto	Misura
10.4002.95	ZOCCOLI	36-37
10.4003.95	ZOCCOLI	37-38
10.4004.95	ZOCCOLI	38-39
10.4005.95	ZOCCOLI	39-40
10.4006.95	ZOCCOLI	40-41
10.4007.95	ZOCCOLI	42-43
10.4008.95	ZOCCOLI	44-45

