

# CAMICI BIANCHI IN TNT

Cod. 10.1560.33

Camici da laboratorio in TNT misura L confezione 50 pezzi



## Descrizione

caratteristiche tecniche:

- con chiusura frontale con velcro o automatici
- Taschino superiore posto internamente.
- Colore bianco.
- Dispositivo medico di classe I.
- Confezione: 50 pezzi.

## Dati Tecnici

Misura L

## Varianti

Codice	Prodotto	Misura
10.1560.33	CAMICI BIANCHI IN TNT	L
10.4100.96	CAMICI BIANCHI IN TNT	XL
10.4100.97	CAMICI BIANCHI IN TNT	XXL