

CROGIOLO FILTRANTE

Cod. 01.0810.07

Crogiolo filtrante Ø mm 30 ml 30 porosità G2 vetro borosilicato 3.3



Descrizione

Caratteristiche:

- In vetro sinterizzato borosilicato 3.3.
- Porosità del setto accuratamente controllata per garantire i valori.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	30
Dimensioni piastra (Ø mm)	30
Diametro dei pori (µm)	40÷100
Porosità (µm)	2

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni piastra (Ø mm)	Diametro dei pori (µm)	Porosità (µm)
01.0810.05	CROGIOLO FILTRANTE	30	30	100÷160	1
01.0810.07	CROGIOLO FILTRANTE	30	30	40÷100	2

01.0810.09	CROGIOLO FILTRANTE	30	30	16÷40	3
01.0810.10	CROGIOLO FILTRANTE	30	30	10÷16	4
01.0815.05	CROGIOLO FILTRANTE	50	40	100÷160	1
01.0815.07	CROGIOLO FILTRANTE	50	40	40÷100	2
01.0815.09	CROGIOLO FILTRANTE	50	40	16÷40	3
01.0815.10	CROGIOLO FILTRANTE	50	40	10÷16	4