

XC 20 SIGNATURE

Cod. 22.7969.99

Contenitore criobiologico media capacità MVE modello XC 20 SIGNATUR



Descrizione

I contenitori criobiologici MVE serie XC a media capacità sono progettati per l'utente che desidera mantenere a temperature criogeniche (circa -196° C) un numero limitato di campioni per lunghi periodi di stoccaggio. Richiedono un basso consumo di azoto in un comodo e leggero sistema di conservazione.

Il super isolamento e la tecnologia del vuoto utilizzati rendono i contenitori MVE primi per prestazioni.

Vengono forniti completi di tappo e 6 canister (9 XC21/6 - XC32/8 -10 XC 47/11-10).

Dati Tecnici

Capacità azoto (l)	20,5
Capacità in fiale da 2 ml, altezza 5 cm	210
Apertura collo (mm)	55
Dimensioni esterne (ØxH mm)	368x660
Dimensioni canisters (ØxH mm)	41,9x279
Peso a vuoto (kg)	11,8
Peso pieno (kg)	28,3

Varianti

Codice	Prodotto	Capacitàazoto (l)	Capacità in fiale da 2 ml, altezza 5 cm	Aperturacollo (mm)	Dimensioni esterne (ØxH mm)	Dimensioni canister(ØxH mm)	Peso a vuoto (kg)	Peso pieno (kg)
22.7969.99	XC 20 SIGNATURE	20,5	210	55	368x660	41,9x279	11,8	28,3
22.2636.78	XC 32/8	32	855	97	464x546	67x279	13,6	39,5
22.2637.78	XC 33/22	33,4	360	70	464x660	56x279	15,4	42,5
22.2638.78	XC 34/18	34,8	630	89	464x675	71x279	15,4	43,5
22.2640.78	XC 47/11-6	47,4	1320	127	508x673	102x279	19	54,6
22.2641.78	XC 47/11-10	47,4	1050	127	508x673	71x279	19	54,6
22.2642.78	XC 47/11-6SQ/5	47,4	750	127	508x673	-	19	54,6

Accessori/Correlati

23.2117.78	10937391 Supporto con ruote.
23.9620.99	11905817 Allarme di livello.