

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO

Cod. 10.4019.95

Valigetta pronto soccorso Art. 103/M All.2 magg. DM388 15.07.2003



Descrizione

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti.

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art. 45. Per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. L'art. 2 punto 5 del DM 388 del 15.7.2003 prevede che il contenuto di cui all'allegato 2 deve essere fornito ai lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.

Contenuto:

- 1 copia del Decreto Min 388 del 15.07.03;
- 2 paia di guanti sterili;
- 1 flacone di disinfettante da 125 ml: IODOPOVIDONE 10% iodio PMC;
- 1 soluzione fisiologica sterile da 250 ml CE;
- 1 busta con compressa di garza sterile da 18x40 cm;
- 3 buste con compressa di garza sterile da 10x10 cm;
- 2 confezioni di cotone idrofilo;
- 1 pinza sterile;
- 1 confezione da 10 cerotti assortiti, Plastosan;
- 1 rocchetto di cerotto adesivo da 5 metri, altezza di 2,5 cm;
- 1 benda di garza da 3,5 metri, altezza 10 cm;
- 1 paio di forbici tagliabendaggi da 14,5 cm, DIN 58279;
- 1 laccio emostatico;
- 1 "ice pack", ghiaccio istantaneo monouso;
- 1 sacchetto per rifiuti sanitari da 250x350mm;
- 1 copia di istruzioni, multilingua, di pronto soccorso.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxH mm)	250x90x190
Peso (kg)	2,10