

CROGIOLO FILTRANTE

Cod. 01.0815.05

Crogiolo filtrante Ø mm 40 ml 50 porosità G1 vetro borosilicato 3.3



Descrizione

Caratteristiche:

- In vetro sinterizzato borosilicato 3.3.
- Porosità del setto accuratamente controllata per garantire i valori.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	50
Dimensioni piastra (Ø mm)	40
Diametro dei pori (µm)	100÷160
Porosità (µm)	1

Varianti

Codice	Prodotto	Diametro dei pori (µm)	Porosità (µm)
01.0815.05	CROGIOLO FILTRANTE	100÷160	1
01.0815.07	CROGIOLO FILTRANTE	40÷100	2
01.0815.09	CROGIOLO FILTRANTE	16÷40	3

01.0815.10	CROGIOLO FILTRANTE	10÷16	4
------------	--------------------	-------	---
