

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO

Cod. 10.4020.95

Valigetta pronto soccorso Art. 102/M All1 base DM388 15.07.2003 con
sfigmomanometro



Descrizione

Valigetta MEDIC 2 colore arancio, con supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, guarnizione in neoprene, chiusura con due clip rotanti. Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art. 45. Per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori.

Contenuto:

- 1 copia del Decreto Min 388 del 15.07.03;
- 5 paia di guanti sterili;
- 1 mascherina con visiera paraschizzi;
- 3 flaconi di soluzione fisiologica sterile da 500 ml, CE;
- 2 flaconi di disinfettante da 500 ml, IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC;
- 10 buste con compressa di garza sterile da 10x10 cm;
- 2 buste con compressa di garza sterile da 18x40 cm;
- 2 teli sterili da 40x60 cm, DIN 13152-BR;
- 2 pinze sterili;
- 1 confezione di cotone idrofilo;
- 1 astuccio di benda tubolare elastica;
- 2 confezioni di cerotti assortiti PLASTOSAN;
- 2 rochetti di cerotto adesivo da 5 m, altezza 2,5 cm;
- 1 paio di forbici tagliabendaggi, da 14,5 cm, DIN 58279;
- 3 lacci emostatici;
- 2 "ice pack", ghiaccio istantaneo monouso;
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari minigrip;
- 1 termometro clinico digitale CE;
- 1 sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio;
- 1 copia di istruzioni, multilingua, di pronto soccorso.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxH mm)	395x135x270
Peso (kg)	6,20