

CROGIOLO FILTRANTE

Cod. 01.0820.07

Crogiolo filtrante per la determinazione della fibra grezza Ø 30 mm porosità G2



Descrizione

Dati Tecnici

Capacità (ml)	30
Dimensioni (ØxH mm)	34 x 60
Dimensioni piastra (Ø mm)	30
Diametro dei pori (µm)	40÷100
Porosità (µm)	2

Varianti

Codice	Prodotto	Diametro dei pori (µm)	Porosità (µm)
01.0820.07	CROGIOLO FILTRANTE	40÷100	2
01.0820.05	CROGIOLO FILTRANTE	100÷160	1