

MICROPIPETTE CAPILLARI

Cod. 01.1260.11

Micropipette capillari 1 - 2 - 3 - 4 - 5 µl confezione 250 pezzi



Descrizione

Caratteristiche principali:

- In vetro monouso con anello colorato Color Code per identificazione volume.
- Linea sottile di graduazione.
- Vetro Duran®
- Certificazione di conformità sec. alle norme di calibrazione in vigore, con numero di lotto sugli imballaggi, secondo le norme IVD e ISO 7550.

Dati Tecnici

Capacità (µl)	1 - 2 - 3 - 4 - 5
Color code	bianco
Imballo (pezzi)	250

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (µl)	Color code	Imballo (pezzi)
01.1260.11	MICROPIPETTE CAPILLARI	1 - 2 - 3 - 4 - 5	bianco	250
01.1260.17	MICROPIPETTE CAPILLARI	10	arancio	250
01.1260.27	MICROPIPETTE CAPILLARI	20	nero	250

01.1260.32	MICROPIPETTE CAPILLARI	25	2xbianco	250
01.1260.33	MICROPIPETTE CAPILLARI	44,7 eparinizzati	verde - nero	250
01.1260.45	MICROPIPETTE CAPILLARI	50	verde	250
01.1260.57	MICROPIPETTE CAPILLARI	100	blu	250
01.1260.69	MICROPIPETTE CAPILLARI	100+200	rosso	100