

Sension+ 5056

Cod. 08.3910.83

Elettrodo per ORP da banco Sension+, 5056, manutenzione ridotta, filo in platino, corpo in vetro



Descrizione

Caratteristiche:

- Elettrodo per ORP/Redox con filo in platino
- Corpo in vetro
- Range ± 2000 mV, 0 - 80 °C.
- Manutenzione ridotta.
- Per misuratore da banco.

Dati Tecnici

Intervallo di misurazione	± 2000 mV
Temperatura di esercizio (° C)	0÷80
Corpo	Vetro
Elettrolita	Gel (senza rabbocco)
Diaframma	Ceramico
Elemento di riferimento	Cristalli di Ag/AgCl incapsulati