

# NAR 1T LIQUID

Cod. 22.8041.99

Rifrattometro da banco di Abbe modello NAR-1T LIQUID



## Descrizione

Rifrattometro di Abbe da banco con collimazione e lettura ottica originale Atago per misure di indice di rifrazione e grado Brix con termostatazione esterna e compensazione della temperatura nell'intervallo da 5 a 50° C, solo di liquidi.

Ha una sorgente luminosa a 589 nm.

Utilizza un sistema di misura basato sul principio della lettura della rifrazione ottica, lettura della collimazione ottica manuale e lettura ottica su doppia scala interna (BRIX, R.I.).

Dotato di coperchio della cella a protezione da interferenze causate dalla luce ambientale termostatabile per mezzo di bagni a circolazione esterni.

Blocco porta-campioni interamente in acciaio inox SUS316 con cella di misura e prisma in zaffiro artificiale.

## Dati Tecnici

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Campo di misura Brix (%)              | 0,0÷95,0      |
| Accuratezza Brix (%)                  | ±0,1          |
| Indice di rifrazione (nD)             | 1,3000÷1,7000 |
| Accuratezza indice di rifrazione (nD) | ±0,0001       |