

PEN PRO

Cod. 22.8051.99

Rifrattometro portatile digitale ATAGO modello PEN PRO



Descrizione

Rifrattometro digitale portatile ad immersione che permette la misurazione accendendo lo strumento prima o dopo averlo immerso nel campione.

Permette anche di effettuare misure in continuo e di campioni sotto cottura.

Caratteristiche:

- Dotato di display LCD ad alta risoluzione e pilotato mediante 2 tasti funzione.
- Dotato di sistema di allarme per interferenze da luce ambientale (brevetto Atago ELY).
- Grado di protezione IP 67.
- Calibrazione dello zero con acqua distillata.

Dati Tecnici

Campo di misura Brix (%)	0,0÷85,0
Risoluzione Brix (%)	0,1
Accuratezza Brix (%)	±0,2
Indice di rifrazione (nD)	-
Accuratezza indice di rifrazione (nD)	-
Temperatura di misura (° C)	9,0÷99,9
Risoluzione temperatura (° C)	0,1

Accuratezza temperatura a 20° C	±1° C
Compensazione temperatura (° C)	automatica (0÷100)
Volume minimo di campione	-
Dimensione (LxPxH mm)	16x3,8x1,8
Peso (g)	70
Alimentazione	1 batteria 1,5 V tipo AAA