

WHATMAN GRADO 0858

Cod. 05.8013.99

Carta da filtro WHATMAN GRADO 0858 dimensioni mm. 110x580 conf. 50



Descrizione

Caratteristiche tecniche:

- Per usi tecnici zigrinata e con velocità di filtrazione e ritenzione medie.
- Universale, usata per es. per la filtrazione di estratti, oli, birra, sciroppi ecc., nonché in presse filtranti o per l'aspirazione di liquidi.
- Usata come "wrapping strip" nelle carte per test di germinazione.

Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	110x580
Porosità (µm)	7-12
Peso (mg/cm ²)	75 g/m ²
Spessore (µm)	170
Confezione (pezzi)	500