

TUTA IN PP + PE BIOHAZARD

Cod. 10.4034.95

Tuta in PP + PE laminato microporoso Biohazard misura L



Descrizione

Caratteristiche:

- In polipropilene più polietilene microporoso 49 g/mq, con protezione biohazard da microorganismi.
- Tessuto morbido e leggero, ma resistente, che fornisce una buona protezione da schizzi liquidi limitati e particelle nocive.
- Con elastici ai polsi, caviglie e in cintura.
- Cerniera con linguetta di protezione sigillabile.
- Polsini di maglia.
- Cappuccio a 3 lembi.
- Applicazioni: lavoro con amianto, polvere di carbone in impianti per la produzione di energia, pulizia di edifici, manutenzione di veicoli, verniciatura spray, settore farmaceutico, installazione di isolamenti, lavoro con il legno, utilizzo generico di polveri tossiche, industria alimentare, camere bianche.
- Confezione da 20 pezzi.

Misura L:

- altezza: 174- 181cm

- torace: 100- 108cm

Disponibile anche in altre misure.

Dati Tecnici

Misura	L
Altezza (cm)	174÷181
Torace (cm)	100÷108

Varianti

Codice	Prodotto	Misura	Altezza (cm)	Torace (cm)
10.4033.95	TUTA IN PP + PE BIOHAZARD	M	167÷176	92÷100
10.4034.95	TUTA IN PP + PE BIOHAZARD	L	174÷181	100÷108
10.4035.95	TUTA IN PP + PE BIOHAZARD	XL	179÷187	100÷108
