

# DISCOVERY PRO DP20

Cod. 09.7111.99

MICROPIPETTE DISCOVERY PRO VOL. VAR.DP20 Volume min÷max (µl)  
2÷20



## Descrizione

Micropipette Discovery Pro modello DP 20

Nelle nuove micropipette Discovery Pro sono presenti tre caratteristiche principali: ergonomia, accuratezza e precisione.

La forma anatomica del manico e l'impugnatura a gancio garantiscono la corretta presa riducendo l'affaticamento del polso. La forza dell'espulsione del puntale è ridotta del 30% grazie al pulsante leva.

Oltre al comfort eccezionale le nuove micropipette Discovery Pro si possono utilizzare con facilità anche indossando i guanti da laboratorio. Inoltre sono completamente autoclavabile e possono essere sterilizzate con raggi UV.

Caratteristiche principali:

- Impostazione rapida del volume
- Sistema del bloccaggio del volume
- Ultraleggera
- Maniglia desing ergonomica
- Contatore a 4 cifre
- Calibrazione effettuabile da parte dell'utente
- Isolamento termico
- Facile manutenzione

## Dati Tecnici

Volume min÷max (µl)

2÷20

## Varianti

Codice	Prodotto	Volume min÷max (µl)
09.7114.99	DISCOVERY PRO DP 2	0,2÷2
09.7111.99	DISCOVERY PRO DP20	2÷20
09.7112.99	DISCOVERY PRO DP200	20÷200
09.7113.99	DISCOVERY PRO DP1000	100÷1000
09.7115.99	DISCOVERY PRO DP10	0,5÷10
09.7116.99	DISCOVERY PRO DP100	10÷100