

DISCOVERY PRO DP1000



Cod. 09.7113.99

MICROPIPETTE DISCOVERY PRO VOL.VAR.DP1000 Volume min÷max(µl)
100÷1000

Descrizione

Micropipette Discovery Pro modello DP 1000

Nelle nuove micropipette Discovery Pro sono presenti tre caratteristiche principali: ergonomia, accuratezza e precisione.

La forma anatomica del manico e l'impugnatura a gancio garantiscono la corretta presa riducendo l'affaticamento del polso. La forza dell'espulsione del puntale è ridotta del 30% grazie al pulsante leva.

Oltre al comfort eccezionale le nuove micropipette Discovery Pro si possono utilizzare con facilità anche indossando i guanti da laboratorio. Inoltre sono completamente autoclavabile e possono essere sterilizzate con raggi UV.

Caratteristiche principali:

- Impostazione rapida del volume
- Sistema del bloccaggio del volume
- Ultraleggera
- Maniglia desing ergonomica
- Contatore a 4 cifre
- Calibrazione effettuabile da parte dell'utente
- Isolamento termico
- Facile manutenzione

Dati Tecnici

Volume min÷max (µl)

100÷1000

Varianti

| Codice | Prodotto | Volume min÷max (µl) |
|------------|----------------------|---------------------|
| 09.7114.99 | DISCOVERY PRO DP 2 | 0,2÷2 |
| 09.7111.99 | DISCOVERY PRO DP20 | 2÷20 |
| 09.7112.99 | DISCOVERY PRO DP200 | 20÷200 |
| 09.7113.99 | DISCOVERY PRO DP1000 | 100÷1000 |
| 09.7115.99 | DISCOVERY PRO DP10 | 0,5÷10 |
| 09.7116.99 | DISCOVERY PRO DP100 | 10÷100 |