

CUVETTE QUARZO

CAMMINO OTTICO MM 20



Cod. 03.4250.27

CUVETTA PER SPETTR.SEMI MICRO MM 20 QUARZO

Descrizione

Cuvette con coperchio. Per piccole quantità di campione. Due pareti smerigliate e due con fessure perfettamente trasparenti. Larghezza 12,5 mm Altezza 45 mm Larghezza interna 4 mm.

Dati Tecnici

Cammino ottico (mm)	20
Tipo	quarzo

Varianti

Codice	Prodotto	Cammino ottico (mm)	Tipo
03.4200.11	CUVETTEVETROCAMMINOOTTICO MM 5	5	vetro
03.4200.17	CUVETTEVETROCAMMINOOTTICO MM 10	10	vetro
03.4200.27	CUVETTEVETROCAMMINOOTTICO MM 20	20	vetro
03.4200.45	CUVETTEVETROCAMMINOOTTICO MM 50	50	vetro
03.4250.11	CUVETTE QUARZO CAMMINO OTTICO MM 5	5	quarzo

03.4250.17	CUVETTE OTTICO MM 10	QUARZO	CAMMINO	10	quarzo
03.4250.27	CUVETTE OTTICO MM 20	QUARZO	CAMMINO	20	quarzo
03.4250.45	CUVETTE OTTICO MM 50	QUARZO	CAMMINO	50	quarzo