

TERMOMETRI

Cod. 02.3350.64

TERMOMETRO CHIMICA LIQUIDO ECOLOGICO -10+150°C 1/2 SCALA
OPALE



Descrizione

Termometri a liquido ecologico, calibrati per immersione parziale, scala opale.

Gambo Ø 7-8 mm, parte superiore con anello.

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	-10÷+150
Divisione	1/2

Varianti

Codice	Prodotto	Temperatura (° C)
02.3350.45	TERMOMETRI VETRO OPALE SCALA INTERNA DIV. 1/2	-5÷+50
02.3350.57	TERMOMETRI	-10÷+100
02.3350.64	TERMOMETRI	-10÷+150