

TERMOMETRI CHIMICA CON GAMBO

Cod. 02.3570.69

TERMOMETRO CHIMICA LIQUIDO ECOLOGICO SCALA OPALE -10+
150°C 1/1 GAMBO MM 200



Descrizione

Termometri per chimica con gambo.

Per usi generali, con scala interna su vetro latteo, riempimento a liquido ecologico e chiusura ad anello. Graduazione colore nero.

Il sottile diametro del gambo (mm 6-7) consente l'utilizzo dei tappi filettati GL; inoltre la sua lunghezza permette di regolarne l'immersione nel liquido.

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	-10÷+150
Divisione	1/1
Lunghezza gambo (mm)	200

Varianti

Codice	Prodotto	Temperatura (° C)
02.3550.69	TERMOMETRI CHIMICA CON GAMBO	-10÷+50
02.3560.69	TERMOMETRI CHIMICA CON GAMBO	-10÷+100
02.3580.69	TERMOMETRI CHIMICA CON GAMBO	-10÷+200
02.3590.69	TERMOMETRI CHIMICA CON GAMBO	-10÷+250

02.3570.69

TERMOMETRI CHIMICA CON GAMBO

-10÷+150
