

TERMOMETRI CHIMICA CON GAMBO

Cod. 02.3550.73

TERMOMETRO CHIMICA LIQUIDO ECOLOGICO SCALA OPALE -10+ 50°C
1/1 GAMBO MM 250



Descrizione

Termometri per chimica con gambo.

Per usi generali, con scala interna su vetro latteo, riempimento a liquido ecologico e chiusura ad anello. Graduazione colore nero.

Il sottile diametro del gambo (mm 6-7) consente l'utilizzo dei tappi filettati GL; inoltre la sua lunghezza permette di regolarne l'immersione nel liquido.

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	-10÷+50
Divisione	1/1
Lunghezza gambo (mm)	250

Varianti

Codice	Prodotto	Temperatura (° C)
02.3550.73	TERMOMETRI CHIMICA CON GAMBO	-10÷+50
02.3560.73	TERMOMETRI CHIMICA CON GAMBO	-10÷+100
02.3570.73	TERMOMETRI CHIMICA CON GAMBO	-10÷+150
02.3580.73	TERMOMETRI CHIMICA CON GAMBO	-10÷+200

02.3590.73

TERMOMETRI CHIMICA CON GAMBO

-10÷+250
