

TERMOMETRI

Cod. 02.3690.64

TERMOMETRO -10+250°C CONO 12 LIQUIDO ECOLOGICO GAMBO MM 150



Descrizione

Termometri a liquido ecologico con cono a smerigliatura normalizzata cono NS 14/23.

Scala interna in vetro opale, con graduazione ed iscrizioni di colore nero.

Parte superiore arrotondata e levigata. Calibrati per immersione parziale. Gambo Ø superiore 10,5-11,5 mm, inferiore 7-8 mm.

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	-10÷+250
Divisione	1/1
Lunghezza gambo (mm)	150

Varianti

Codice	Prodotto	Temperatura (° C)	Lunghezza gambo (mm)
02.3670.45	TERMOMETRI	-10÷+150	50
02.3690.45	TERMOMETRI	-10÷+250	50
02.3670.64	TERMOMETRI	-10÷+150	150
02.3690.64	TERMOMETRI	-10÷+250	150

