

CUVETTE QUARZO

CAMMINO OTTICO MM 10



Cod. 03.4350.17

CUVETTA PER SPETTR.SEMI MICRO MM 10 C/TAPPO QUARZO

Descrizione

Cuvette con tappo. Modello con tappo che impedisce fuoriuscite del campione in esame. Due pareti smerigliate e due con fessure perfettamente trasparenti. Larghezza 12,5 mm Altezza 45 mm Larghezza interna 4 mm.

Dati Tecnici

Cammino ottico (mm)	10
Tipo	quarzo

Varianti

Codice	Prodotto	Cammino ottico (mm)	Tipo
03.4300.11	CUVETTEVETROCAMMINOOTTICO MM 5	5	vetro
03.4300.17	CUVETTEVETROCAMMINOOTTICO MM 10	10	vetro
03.4300.27	CUVETTEVETROCAMMINOOTTICO MM 20	20	vetro
03.4300.45	CUVETTEVETROCAMMINOOTTICO MM 50	50	vetro
03.4350.11	CUVETTE QUARZO CAMMINO OTTICO MM 5	5	quarzo

03.4350.17	CUVETTE OTTICO MM 10	QUARZO	CAMMINO	10	quarzo
03.4350.27	CUVETTE OTTICO MM 20	QUARZO	CAMMINO	20	quarzo
03.4350.45	CUVETTE OTTICO MM 50	QUARZO	CAMMINO	50	quarzo