



ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI

Cod. 07.0710.17

Anse per semine batteriologiche sterili flessibili capacità 10 μ L confezione 10 imballo 1000 pezzi

Descrizione

Caratteristiche:

- Anse per semine batteriologiche.
- Per inoculazione in plastica antiurto, sterili.
- Adatte per microbiologia, citologia e biochimica.

Dati Tecnici

Caratteristiche	Flessibili
Capacità (μI)	10
Confezione (pezzi)	10
Imballo (pezzi)	1000

Varianti

Codice	Prodotto	Caratteristiche	Capacità (µI)	Confezione (pezzi)	Imballo (pezzi)
07.0700.05	ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI	Rigide	1	5	2000
07.0705.05	ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI	Rigide	1	20	2000



07.0700.17	ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI	Rigide	10	5	2000
07.0705.17	ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI	Rigide	10	20	2000
07.0710.17	ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI	Flessibili	10	10	1000
07.0710.05	ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI	Flessibili	1	10	1000