


ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI

Cod. 07.0710.17

Anse per semine batteriologiche sterili flessibili capacità 10 µL confezione 10 imballo 1000 pezzi



Descrizione

Caratteristiche:

- Anse per semine batteriologiche.
- Per inoculazione in plastica antiurto, sterili.
- Adatte per microbiologia, citologia e biochimica.

Dati Tecnici

Volume vasca	Flessibili
Capacità (µl)	10
Confezione (pezzi)	10
Imballo (pezzi)	1000

Varianti

Codice	Prodotto	Volume vasca	Capacità (µl)	Confezione (pezzi)	Imballo (pezzi)
07.0700.05	ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI	Rigide	1	5	2000
07.0705.05	ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI	Rigide	1	20	2000

07.0700.17	ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI	Rigide	10	5	2000
07.0705.17	ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI	Rigide	10	20	2000
07.0710.17	ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI	Flessibili	10	10	1000
07.0710.05	ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI	Flessibili	1	10	1000