

BOX STOCCAGGIO IN POLIPROPILENE

Cod. 06.0992.00



Scatole di stoccaggio in polipropilene con coperchio incernierato 100 posti
conf. 5

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Scatole/Box di stoccaggio per microprovette e vials per criogenia da 1,5/2,0 ml in polipropilene resistenti, autoclavabili.
- Conservabili in freezer a -85 C°.
- Coperchio con griglia alfanumerica.
- Confezione da 5 pezzi colori assortiti: blu, verde, viola, giallo, arancione.

Dati Tecnici

Caratteristiche	Coperchio incernierato
Numero di posti	100
Confezione (pezzi)	5
Dimensione (LxPxH mm)	141x151x57

Varianti

Codice	Prodotto	Caratteristiche	Numero di posti	Dimensione (LxPxH mm)
06.0992.00	BOX STOCCAGGIO POLIPROPILENE	IN Coperchio incernierato	100	141x151x57
06.0993.00	BOX STOCCAGGIO POLIPROPILENE	IN Coperchio mobile	81	130x130x47

