

PESTELLI TESTA SMALTATA

Cod. 03.1950.60

PESTELLO TESTA SMALTATA MM 24X115L HALDENWANGER 56/00



Descrizione

Pestelli con testa smaltata.

Dati Tecnici

Lunghezza (mm)	115
Dimensioni (Ø testa mm)	24
Per mortaio (Ø mm)	65

Varianti

Codice	Prodotto		Lunghezza (mm)	Dimensioni (Ø testa mm)	Per mortaio (Ø mm)
03.1950.60	PESTELLI TESTA SMALTATA		115	24	65
03.1950.62	PESTELLO SMALTATA	TESTA	125	28	80
03.1950.63	PESTELLO SMALTATA	TESTA	135	30	90
03.1950.64	PESTELLO SMALTATA	TESTA	150	36	115 / 130
03.1950.66	PESTELLO SMALTATA	TESTA	175	42	150

03.1950.70	PESTELLI TESTA SMALTATA	210	55	180
------------	-------------------------	-----	----	-----