



PESTELLO TESTA SMALTATA

Cod. 03.1950.64

PESTELLO TESTA SMALTATA MM 36X150L HALDENWANGER 56/2

Descrizione

Pestello testa smaltata art. 56

Dati Tecnici

Lunghezza (mm)	150
Dimensioni (Ø testa mm)	36
Per mortaio (Ø mm)	115 / 130

Varianti

Codice	Prodotto	Lunghezza (mm)	Dimensioni (Ø testa mm)	Per mortaio (Ø mm)
03.1950.60	PESTELLI TESTA SMALTATA	115	24	65
03.1950.62	PESTELLO TESTA SMALTATA	125	28	80
03.1950.63	PESTELLO TESTA SMALTATA	135	30	90
03.1950.64	PESTELLO TESTA SMALTATA	150	36	115 / 130
03.1950.66	PESTELLO TESTA SMALTATA	175	42	150

03.1950.70	PESTELLI TESTA SMALTATA	210	55	180
------------	-------------------------	-----	----	-----