



PESTELLO TESTA SMALTATA

Cod. 03.1950.66

PESTELLO TESTA SMALTATA MM 42X175L HALDENWANGER 56/3

Descrizione

Pestelli testa smaltata art. 56

Dati Tecnici

Lunghezza (mm)	175
Dimensioni (Ø testa mm)	42
Per mortaio (Ø mm)	150

Varianti

Codice	Prodotto	Lunghezza (mm)	Dimensioni (Ø testa mm)	Per mortaio (Ø mm)
03.1950.60	PESTELLI TESTA SMALTATA	115	24	65
03.1950.62	PESTELLO SMALTATA TESTA	125	28	80
03.1950.63	PESTELLO SMALTATA TESTA	135	30	90
03.1950.64	PESTELLO SMALTATA TESTA	150	36	115 / 130
03.1950.66	PESTELLO SMALTATA TESTA	175	42	150

03.1950.70	PESTELLI TESTA SMALTATA	210	55	180
------------	-------------------------	-----	----	-----