

# CARTA WHATMAN 1 CHR



Cod. 05.0016.53

Carta per cromatografica WHATMAN 1 CHR in rotolo dimensioni mm. 50 x 100 metri

## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Per cromatografia in cellulosa pura senza additivi, accuratamente selezionata che permette di ottenere risultati efficaci, uniformi e riproducibili.
- Testata specificamente per metodi cromatografici, assicura la capacità assorbente e l'uniformità delle forze capillari per ottenere un trasferimento pulito e uniforme durante il blotting.
- La carta **grado 1Chr** rappresenta lo standard mondiale delle carte cromatografiche.
- Superficie liscia, spessore di 0,18 mm e una velocità di flusso lineare (acqua) di 130 mm/30 min.
- Buona risoluzione per separazioni analitiche generali.

## Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	50 x 100 000
Spessore (µm)	180
Confezione (pezzi)	1

## Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (mm)
05.0016.04	CARTA WHATMAN 1 CHR	10 x 100 000
05.0016.14	CARTA WHATMAN 1 CHR	20 x 100 000

---

05.0016.40	CARTA WHATMAN 1 CHR	30 x 100 000
05.0016.52	CARTA WHATMAN 1 CHR	40 x 100 000
05.0016.53	CARTA WHATMAN 1 CHR	50 x 100 000
05.0016.72	CARTA WHATMAN 1 CHR	100 x100 000
05.0016.81	CARTA WHATMAN 1 CHR	150 x 100 000

---