

# CARTA WHATMAN 1 CHR



Cod. 05.0018.78

Carta per cromatografica WHATMAN 1 CHR in fogli dimensioni mm. 250x250 conf. 100

## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Per cromatografia in cellulosa pura senza additivi, accuratamente selezionata che permette di ottenere risultati efficaci, uniformi e riproducibili.
- Testata specificamente per metodi cromatografici, assicura la capacità assorbente e l'uniformità delle forze capillari per ottenere un trasferimento pulito e uniforme durante il blotting.
- La carta **grado 1Chr** rappresenta lo standard mondiale delle carte cromatografiche.
- Superficie liscia, spessore di 0,18 mm e una velocità di flusso lineare (acqua) di 130 mm/30 min.
- Buona risoluzione per separazioni analitiche generali.

## Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	250x250
Spessore (µm)	0,18mm
Confezione (pezzi)	100

## Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (mm)	Spessore (µm)
05.0018.45	CARTA WHATMAN 1 CHR	100x300	180
05.0018.61	CARTA WHATMAN 1 CHR	200x200	0,18mm

---

05.0018.78	CARTA WHATMAN 1 CHR	250x250	0,18mm
05.6390.44	CARTA WHATMAN 1 CHR	460x570	180

---