

CARTA WHATMAN 1 CHR



Cod. 05.0019.64

Carta per cromatografica WHATMAN 1 CHR in strips dimensioni mm. 110 x213 strisce da 15 mm conf. 100

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Per cromatografia in cellulosa pura senza additivi, accuratamente selezionata che permette di ottenere risultati efficaci, uniformi e riproducibili.
- Testata specificamente per metodi cromatografici, assicura la capacità assorbente e l'uniformità delle forze capillari per ottenere un trasferimento pulito e uniforme durante il blotting.
- La carta **grado 1Chr** rappresenta lo standard mondiale delle carte cromatografiche.
- Superficie liscia, spessore di 0,18 mm e una velocità di flusso lineare (acqua) di 130 mm/30 min.
- Buona risoluzione per separazioni analitiche generali.

Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	110x213 diviso in strisce da 15 mm
Spessore (µm)	180
Confezione (pezzi)	100