

CARTA WHATMAN 2 CHR

Cod. 05.6400.44

Carta per cromatografia WHATMAN 2 CHR in fogli dimensioni mm. 460X570
conf. 100



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Carte per cromatografia in cellulosa pura senza additivi, accuratamente selezionata che permette di ottenere risultati efficaci, uniformi e riproducibili.
- Testata specificamente per metodi cromatografici, assicura la capacità assorbente e l'uniformità delle forze capillari per ottenere un trasferimento pulito e uniforme durante il blotting.
- La carta **grado 2 Chr** ha spessore: 0,18 mm.
- Velocità di flusso: 115 mm/30 min.
- Più lenta rispetto alla 1 Chr per applicazioni con risoluzione migliore.
- Superficie liscia.
- Raccomandata soprattutto per scansioni ottiche o radiometriche.

Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	460x570
Spessore (µm)	180
Confezione (pezzi)	100

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (mm)
05.8058.99	CARTA WHATMAN 2 CHR	580x600

05.6400.44

CARTA WHATMAN 2 CHR

460x570
