

CARTA WHATMAN 3 CHR



Cod. 05.6410.44

Carta per cromatografica WHATMAN 3 CHR in fogli dimensioni mm. 460X570 conf. 100

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Carte per cromatografia in cellulosa pura senza additivi, accuratamente selezionata che permette di ottenere risultati efficaci, uniformi e riproducibili.
- Testata specificamente per metodi cromatografici, assicura la capacità assorbente e l'uniformità delle forze capillari per ottenere un trasferimento pulito e uniforme durante il blotting.
- La carta **grado 3 Chr** ha spessore medio 0,36mm e velocità di flusso di 130mm/30 min.
- Per applicazioni generali con carico di soluti medio o elevato.
- Tipicamente utilizzata per separazioni di composti inorganici e per elettroforesi.

Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	460x570
Spessore (µm)	360
Confezione (pezzi)	100