

CARTA WHATMAN 4 CHR



Cod. 05.0049.17

Carta per cromatografia WHATMAN 4 CHR in fogli dimensioni mm. 460X570
conf. 100

Descrizione

Carte per cromatografia in cellulosa pura senza additivi, accuratamente selezionata che permette di ottenere risultati efficaci, uniformi e riproducibili. Testata specificamente per metodi cromatografici, assicura la capacità assorbente e l'uniformità delle forze capillari per ottenere un trasferimento pulito e uniforme durante il blotting.

La carta 4 Chr ha spessore 0,21 mm, velocità di flusso 180mm/30 min ed è la più veloce delle carte sottili. È raccomandata per cromatografia di routine e/o ripetitiva quando i carichi sono relativamente bassi. Ha superficie liscia. Ideale quando è importante una velocità elevata senza la necessità di una risoluzione molto alta.

Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	460x570
Spessore (µm)	210
Confezione (pezzi)	100