


SOSTEGNI AD ANELLI GAMBO LIBERO

Cod. 04.6535.45

Sostegno ad anello gambo libero in ferro verniciato Ø mm 50



Descrizione

Caratteristiche:

- Utilizzati per filtrare ad anello adatti per imbuti, palloni, imbuti separatori, reticelle.

Dati Tecnici

Gambo	libero
Materiale	ferro vernicaito
Dimensioni (Ø mm)	50

Varianti

Codice	Prodotto				Materiale	Dimensioni (Ø mm)
04.6500.45	SOSTEGNI LIBERO	AD	ANELLI	GAMBO	acciaio inox	50
04.6500.54	SOSTEGNI LIBERO	AD	ANELLI	GAMBO	acciaio inox	85
04.6500.60	SOSTEGNI LIBERO	AD	ANELLI	GAMBO	acciaio inox	115
04.6500.63	SOSTEGNI LIBERO	AD	ANELLI	GAMBO	in acciaio inox	135

04.6535.54	SOSTEGNI LIBERO	AD	ANELLI	GAMBO	ferro vernicaio	85
04.6535.60	SOSTEGNI LIBERO	AD	ANELLI	GAMBO	ferro verniciato	115
04.6535.45	SOSTEGNI LIBERO	AD	ANELLI	GAMBO	ferro vernicaio	50
04.6535.63	SOSTEGNI LIBERO	AD	ANELLI	GAMBO	ferro verniciato	135