

SOSTEGNI AD ANELLI GAMBO MORSETTO

Cod. 04.6575.63

Sostegno ad anello gambo con morsetto in ferro verniciato Ø mm 135



Descrizione

Caratteristiche:

- Utilizzati per filtrare ad anello adatti per imbuti, palloni, imbuti separatori, reticelle.

Dati Tecnici

Gambo	con morsetto
Materiale	ferro verniciato
Dimensioni (Ø mm)	135

Varianti

Codice	Prodotto				Materiale	Dimensioni (Ø mm)
04.6550.45	SOSTEGNI MORSETTO	AD	ANELLI	GAMBO	acciaio inox	50
04.6550.54	SOSTEGNI MORSETTO	AD	ANELLI	GAMBO	acciaio inox	85
04.6550.60	SOSTEGNI MORSETTO	AD	ANELLI	GAMBO	acciaio inox	115
04.6575.45	SOSTEGNI MORSETTO	AD	ANELLI	GAMBO	ferro verniciato	50

04.6575.54	SOSTEGNI MORSETTO	AD	ANELLI	GAMBO	ferro verniciato	85
04.6575.60	SOSTEGNI MORSETTO	AD	ANELLI	GAMBO	ferro verniciato	115
04.6550.63	SOSTEGNI MORSETTO	AD	ANELLI	GAMBO	acciaio inox	135
04.6575.63	SOSTEGNI MORSETTO	AD	ANELLI	GAMBO	ferro verniciato	135