



Cod. 05.4278.18

Carta assorbente Whatman serie GB003 foglio 20 x 20 cm confezione 100 pezzi



## Descrizione

La serie GB rappresenta una famiglia di carte per blotting destinate ad usi specifici, fabbricate con materie prime pure e dotate di elevata capacità di assorbimento.

Disponibili con diversi spessori a seconda delle esigenze.

- GB003: carta con spessore di 0,8 mm raccomandata come supporto per gel, lisi/denaturazione di colonie, placche trasferite e, naturalmente, Western blot.
- GB005: carta spessa 1,5 mm, con elevata capacità assorbente, raccomandata per applicazioni in cui pochi strati di carta per blotting devono garantire una capacità elevata. Raccomandata per blotting semi-dry di proteine.

Le carte sono disponibili in diversi formati.

## **Dati Tecnici**

Тіро	GB003
Spessore (mm)	0,8
Dimensioni (cm)	20x20
Confezione	100 fogli

## Varianti

Codice	Prodotto	Tipo	Spessore (mm)	Dimensioni (cm)	Confezione



05.4278.18	GB003	GB003	0,8	20x20	100 fogli
05.4278.26	GB003 B	GB003	0,8	46x57	100 fogli
05.4269.81	GB005	GB005	20x20	1,5	25 fogli
05.4269.94	GB005 B	GB005	1,5	58x58	25 fogli

## Accessori/Correlati

05.4830.64	BUSTINE

Bustine per reazioni di ibridazione e incubazione. Buste aperte su tre lati, per facilitare l'introduzione della membrana bagnata, sigillabili con un termosigillatore standard.