

# GB003 B

Cod. 05.4278.26

Carta assorbente Whatman serie GB003B foglio 46 x 57 cm confezione 100 pezzi



## Descrizione

La serie GB rappresenta una famiglia di carte per blotting destinate ad usi specifici, fabbricate con materie prime pure e dotate di elevata capacità di assorbimento.

Disponibili con diversi spessori a seconda delle esigenze.

- GB003: carta con spessore di 0,8 mm raccomandata come supporto per gel, lisi/denaturazione di colonie, placche trasferite e, naturalmente, Western blot.
- GB005: carta spessa 1,5 mm, con elevata capacità assorbente, raccomandata per applicazioni in cui pochi strati di carta per blotting devono garantire una capacità elevata. Raccomandata per blotting semi-dry di proteine.

Le carte sono disponibili in diversi formati.

## Dati Tecnici

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Tipo            | GB003     |
| Spessore (mm)   | 0,8       |
| Dimensioni (cm) | 46x57     |
| Confezione      | 100 fogli |

## Varianti

| Codice | Prodotto | Tipo | Spessore (mm) | Dimensioni (cm) | Confezione |
|--------|----------|------|---------------|-----------------|------------|
|--------|----------|------|---------------|-----------------|------------|

|            |         |       |       |       |           |
|------------|---------|-------|-------|-------|-----------|
| 05.4278.18 | GB003   | GB003 | 0,8   | 20x20 | 100 fogli |
| 05.4278.26 | GB003 B | GB003 | 0,8   | 46x57 | 100 fogli |
| 05.4269.81 | GB005   | GB005 | 20x20 | 1,5   | 25 fogli  |
| 05.4269.94 | GB005 B | GB005 | 1,5   | 58x58 | 25 fogli  |