

GB005

Cod. 05.4269.81

Carta assorbente Whatman serie GB005 foglio 20 x 20 cm confezione 25 pezzi



Descrizione

La serie GB rappresenta una famiglia di carte per blotting destinate ad usi specifici, fabbricate con materie prime pure e dotate di elevata capacità di assorbimento. Disponibili con diversi spessori a seconda delle esigenze.

- GB003: carta con spessore di 0,8 mm raccomandata come supporto per gel, lisi/denaturazione di colonie, placche trasferite e, naturalmente, Western blot.
- GB005: carta spessa 1,5 mm, con elevata capacità assorbente, raccomandata per applicazioni in cui pochi strati di carta per blotting devono garantire una capacità elevata. Raccomandata per blotting semi-dry di proteine.

Le carte sono disponibili in diversi formati.

Dati Tecnici

Tipo	GB005
Dimensioni (cm)	20x20
Spessore (mm)	1,5
Confezione	25 fogli

Varianti

Codice	Prodotto	Tipo	Spessore (mm)	Dimensioni (cm)	Confezione
--------	----------	------	---------------	-----------------	------------

05.4278.18	GB003	GB003	0,8	20x20	100 fogli
05.4278.26	GB003 B	GB003	0,8	46x57	100 fogli
05.4269.81	GB005	GB005	20x20	1,5	25 fogli
05.4269.94	GB005 B	GB005	1,5	58x58	25 fogli

Accessori/Correlati

05.4830.64	BUSTINE Bustine per reazioni di ibridazione e incubazione. Buste aperte su tre lati, per facilitare l'introduzione della membrana bagnata, sigillabili con un termosigillatore standard.
-------------------	--