

# MEMBRANE IN NITRATO DI CELLULOSA



Cod. 05.8073.99

Membrane in nitrato di cellulosa Ø 47 mm porosità 1,20 µm conf. 100

## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Sono destinate, per la maggior parte, a filtrazioni di soluzioni acquose.
- Si utilizzano principalmente nelle analisi microbiologiche e batteriologiche.
- Trovano applicazione nelle industrie alimentari, enologiche, della birra, lattiero casearie e delle bevande.

Disponibili anche altri formati e porosità diverse.

## Dati Tecnici

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Diametro (mm)      | 47     |
| Porosità (µm)      | 1,2    |
| Spessore (µm)      | 90-140 |
| Confezione (pezzi) | 100    |

## Varianti

| Codice     | Prodotto                         | Diametro (mm) | Porosità (µm) |
|------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 05.8071.99 | MEMBRANE IN NITRATO DI CELLULOSA | 25            | 0,45          |

|            |                       |    |         |    |    |      |
|------------|-----------------------|----|---------|----|----|------|
| 05.6950.44 | MEMBRANE<br>CELLULOSA | IN | NITRATO | DI | 47 | 0,45 |
| 05.7150.44 | MEMBRANE<br>CELLULOSA | IN | NITRATO | DI | 47 | 0,8  |
| 05.8073.99 | MEMBRANE<br>CELLULOSA | IN | NITRATO | DI | 47 | 1,2  |
| 05.8074.99 | MEMBRANE<br>CELLULOSA | IN | NITRATO | DI | 47 | 5    |