


MEMBRANE IN NITRATO DI CELLULOSA

Cod. 05.7455.44



Membrane in nitrato di cellulosa sterilizzate singolarmente bianche retinate nero Ø 47mm porosità 0,45 µm conf. 100

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Sono destinate, per la maggior parte, a filtrazioni di soluzioni acquose.
- Si utilizzano principalmente nelle analisi microbiologiche e batteriologiche.
- Trovano applicazione nelle industrie alimentari, enologiche, della birra, lattiero casearie e delle bevande.

Disponibili anche altri formati e porosità diverse.

Dati Tecnici

Diametro (mm)	47
Porosità (µm)	0,45
Spessore (µm)	90-140
Confezione (pezzi)	100

Varianti

Codice	Prodotto	Porosità (µm)
05.7475.44	MEMBRANE IN NITRATO DI CELLULOSA	0,2
05.7455.44	MEMBRANE IN NITRATO DI CELLULOSA	0,45

