

SPATOLE MANICO IN PLASTICA

Cod. 04.6104.99



Spatola con manico in plastica lama in acciaio inox (LxL mm) 100x25

Descrizione

Caratteristiche:

- Per pesate e trasferimenti di paste e creme.

Dati Tecnici

Lunghezza lama (mm)	100
Larghezza lama (mm)	25

Varianti

Codice	Prodotto	Lunghezza lama (mm)	Larghezza lama (mm)
04.6104.99	SPATOLE MANICO IN PLASTICA	100	25
04.6105.99	SPATOLE MANICO IN PLASTICA	150	27
04.6106.99	SPATOLE MANICO IN PLASTICA	200	30
04.6107.99	SPATOLE MANICO IN PLASTICA	250	32
04.6108.99	SPATOLE MANICO IN PLASTICA	300	34
04.6109.99	SPATOLE MANICO IN PLASTICA	350	36

