


# CAMERA DI THOMA

Cod. 01.0402.00

Camera contaglobuli di Thoma standard doppia con pinze



## Descrizione

Camere conta globuli in vetro, con pinze, con doppio reticolo di lettura resistente agli agenti chimici aggressivi. Marcate CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE.

Ogni reticolo presenta un solo grande quadrato centrale, corrispondente al quadrato centrale del reticolo di Neubauer, con area di 1x1 mm<sup>2</sup> suddiviso in 16 quadrati, la profondità della camera è di 0,1 mm. Ogni quadrato è, a sua volta, suddiviso in gruppi di quadrati più piccoli di 0,05x0,05 mm<sup>2</sup> utilizzabili quindi soltanto per la conta dei trombociti e degli eritrociti.

Sono confezionate in astuccio di plastica con due vetrini in dotazione.

## Dati Tecnici

Reticolo	standard
Volume vasca	con pinze

## Varianti

Codice	Prodotto	Reticolo	Volume vasca
01.0422.00	CAMERA DI THOMA	standard	senza pinze
01.0402.00	CAMERA DI THOMA	standard	con pinze
01.0434.00	CAMERA DI THOMA	bright-line	con pinze
01.0444.00	CAMERA DI THOMA	bright-line	senza pinze

