

TAVOLINO ELEVATORE

Cod. 04.7450.75

Tavolino elevatore piano in anticorradal mm. 300X300



Descrizione

Caratteristiche:

- A doppio parallelogramma in anticorrodal.
- Con base robusta provvista di quattro piedini antisdrucciolo.
- Altezza regolabile.

Dati Tecnici

Dimensioni ripiano (mm)	300 x 300
Altezza min/max (mm)	60 - 450

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni ripiano (mm)	Altezza min/max (mm)
04.7450.61	TAVOLINO ELEVATORE	120 x 120	20 - 210
04.7450.65	TAVOLINO ELEVATORE	160 x 160	60 - 300
04.7450.69	TAVOLINO ELEVATORE	200 x 200	60 - 300
04.7450.75	TAVOLINO ELEVATORE	300 x 300	60 - 450