

SOSTEGNI A TREPPIEDI

Cod. 04.6901.59

Sostegno a treppiedi gambo mm 110 asta in acciaio inox (Øx H. mm) 10x500



Descrizione

Dati Tecnici

Tipo	asta in acciaio inox
Dimensioni asta (ØxH mm)	10x500
Gambo	110

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni asta (ØxH mm)	Gambo	Tipo
04.6901.59	SOSTEGNI A TREPPIEDI	asta in acciaio inox	10x500	110
04.6901.65	SOSTEGNI A TREPPIEDI	12x600	140	asta in acciaio inox
04.6901.68	SOSTEGNI A TREPPIEDI	12x800	190	asta in acciaio inox
04.6112.99	SOSTEGNI A TREPPIEDI	10x500	110	asta in alluminio
04.6113.99	SOSTEGNI A TREPPIEDI	12x600	140	asta in alluminio
04.6114.99	SOSTEGNI A TREPPIEDI	12x800	180	asta in alluminio