

SOSTEGNI A TREPPIEDI

Cod. 04.6901.65

Sostegno a treppiedi gambo mm 140 asta in acciaio inox (Øx H. mm) 12X600



Descrizione

Dati Tecnici

Dimensioni asta (ØxH mm)	12x600
Gambo	140
Tipo	asta in acciaio inox

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni asta (ØxH mm)	Gambo	Tipo
04.6901.59	SOSTEGNI A TREPPIEDI	asta in acciaio inox	10x500	110
04.6901.65	SOSTEGNI A TREPPIEDI	12x600	140	asta in acciaio inox
04.6901.68	SOSTEGNI A TREPPIEDI	12x800	190	asta in acciaio inox
04.6112.99	SOSTEGNI A TREPPIEDI	10x500	110	asta in alluminio
04.6113.99	SOSTEGNI A TREPPIEDI	12x600	140	asta in alluminio
04.6114.99	SOSTEGNI A TREPPIEDI	12x800	180	asta in alluminio