


# REFRIGERANTE

Cod. 01.0875.73

REFRIGERANTI A BOLLE PER SOXHLET, ML 250, CONO MASCHIO NS 55/45



## Descrizione

L'estrattore di Soxhlet viene usato nella determinazione dei grassi liberi e totali negli alimenti, analisi dei pesticidi, dei legni e delle plastiche. L'estrazione avviene riscaldando il solvente contenuto nel matraccio, dopo che il campione è stato posto nel ditale filtrante nell'interno dell'estrattore. I vapori sviluppati dal calore salgono lungo il tubo laterale, entrano nel corpo centrale per poi salire nel refrigerante. Nel refrigerante si condensano e ricadono allo stato liquido nel ditale, riempiendo mano a mano l'estrattore fino al livello del sifone, il quale a sua volta scaricherà il liquido nel matraccio.

## Dati Tecnici

|               |       |
|---------------|-------|
| Capacità (ml) | 250   |
| Cono (NS)     | 55/45 |

## Varianti

| Codice     | Prodotto                                  | Capacità (ml) | Cono (NS) |
|------------|-------------------------------------------|---------------|-----------|
| 01.0875.38 | ESTRATTORI SOXHLET : REFRIGERANTE A BOLLE | 30            | 29/32     |
| 01.0875.51 | REFRIGERANTE                              | 70            | 34/35     |
| 01.0875.57 | REFRIGERANTE                              | 100           | 45/40     |
| 01.0875.64 | REFRIGERANTE                              | 150           | 45/40     |
| 01.0875.73 | REFRIGERANTE                              | 250           | 55/45     |

|            |              |      |       |
|------------|--------------|------|-------|
| 01.0875.79 | REFRIGERANTE | 500  | 60/46 |
| 01.0875.88 | REFRIGERANTE | 1000 | 71/51 |
| 01.0875.69 | REFRIGERANTE | 200  | 55/45 |